


Mode d'emploi abrégé Accu-Chek® Spirit Combo



Sommaire

Aperçu des niveaux de menu d'utilisateur	3
Les éléments et accessoires en détail de la pompe	4
Fonction des touches	5
Remplissage de la cartouche	6
Mise en place / remplacement de la pile	8
Réglage de la date et de l'heure	9
Programmation de votre profil de débit de base	10
Changement de la cartouche	12
Purge du set de perfusion	16
Démarrage et arrêt de l'administration d'insuline	17
Programmation d'un bolus direct	18
Programmation d'un débit de base temporaire (DBT)	20
Annulation d'un débit de base temporaire	21
Avertissements	22
Messages d'erreur	23
Établissement de la liaison de la pompe à insuline avec le lecteur de glycémie	25
Réglages lors du changement de la pompe	27

Aperçu des niveaux du menu utilisateur



Les éléments et accessoires en détail de la pompe

Couvercle du compartiment à pile




Pile



Clé pour couvercle du compartiment à pile




Interface infrarouge (située à côté du couvercle du compartiment à pile)



Adaptateur



Compartiment de la cartouche



Tige filetée





Socle de la tige filetée







Cartouche



Piston de la cartouche

Fonction des touches

Touche	Nom	Fonction
	MENU	<ul style="list-style-type: none">▪ Naviguer à travers les menus, fonctions et écrans d'information
	OK	<ul style="list-style-type: none">▪ Choisir un menu▪ Sauvegarder les modifications effectuées et quitter les écrans de fonction et d'information▪ Afficher l'écran Quick Info (avec aperçu des 30 derniers bolus administrés)
	Déplacement vers le haut	<ul style="list-style-type: none">▪ Avancer dans les écrans d'information▪ Augmenter la valeur d'un réglage▪ Activer le rétro-éclairage▪ Désactiver l'avertissement STOP (maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie)
	Déplacement vers le bas	<ul style="list-style-type: none">▪ Revenir en arrière dans les écrans d'information▪ Diminuer la valeur d'un réglage▪ Désactiver l'avertissement STOP (maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie)

Combinaison de touches	Fonction
 + 	<ul style="list-style-type: none">▪ Quitter les écrans de menu, de fonction et d'information sans sauvegarder les modifications effectuées.▪ Revenir au menu précédent
 + 	<ul style="list-style-type: none">▪ Déverrouiller les touches. (maintenir les deux touches enfoncées jusqu'à ce que le contenu de l'affichage change)
 + 	<ul style="list-style-type: none">▪ Copier un débit de base à l'heure suivante. (lors du réglage du profil du débit de base)

Remplissage de la cartouche



Étape 1

Préparez le matériel et lavez-vous les mains. Pour remplir la cartouche, tirez sur le piston du système jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.



Étape 2

Posez le flacon d'insuline sur une surface solide et plane. Placez le système de remplissage de la cartouche, avec l'embout dirigé vers le bas, sur le flacon d'insuline et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Étape 3

Poussez le piston vers le bas en maintenant cette position afin de créer de la pression dans le flacon.



Étape 4

Retournez le flacon et le système de remplissage de la cartouche sans lâcher le piston. Tirez lentement et de manière contrôlée le piston vers le bas afin que la cartouche se remplisse d'insuline.



Étape 5

Rassemblez les éventuelles bulles d'air au milieu du réservoir en tapotant du bout des doigts ou au moyen d'un stylo, et chassez-les dans le flacon grâce au piston.



Étape 6

Tirez le piston prudemment jusqu'en bas. Dévissez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers la gauche) et enlevez-le. Retirez le flacon de l'embout de remplissage.



Étape 7

Tournez l'embout de remplissage bleu dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de le libérer de la cartouche.




Étape 8

Couvrir l'extrémité de la cartouche à l'aide du capuchon protecteur et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Jetez le piston et l'embout de remplissage (pièces bleues) à la poubelle.

Mise en place / remplacement de la pile



1. Retirez le couvercle du compartiment à pile en tournant la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2. Insérez la pile dans son compartiment, pôle négatif (-) vers le bas, et pôle positif (+) vers le haut.




3. Placez le couvercle du compartiment à pile sur le pôle positif et poussez légèrement la pile vers le fond du compartiment, tout en faisant tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer partiellement.




4. Utilisez la clé pour serrer complètement le couvercle du compartiment à pile.


Réglage de la date et de l'heure



Appuyez plusieurs fois sur la touche pour accéder à l'écran RÉGLAGE DATE ET HEURE.




Appuyez sur la touche pour accéder au menu. L'écran HEURE s'affiche. Appuyez sur ou pour régler l'heure.



Appuyez sur la touche pour passer à l'écran MINUTES. Appuyez sur la touche ou pour régler les minutes.




Appuyez sur la touche pour passer à l'écran ANNÉE. Appuyez sur la touche ou pour régler l'année.



Servez-vous des touches , et pour régler :

- le MOIS
- le JOUR
- le FORMAT D'HEURE
- le FORMAT DE DATE



Appuyez sur la touche pour sauvegarder les réglages et quitter le menu.





Lorsque vous démarrez votre pompe pour la première fois, vous trouvez directement dans le menu « RÉGLAGE DATE ET HEURE »


Programmation de votre profil de débit de base


Vérifiez que votre pompe est en mode STOP et que le set de perfusion n'est **PAS** encore placé sur vous.





Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour accéder à l'écran PROGRAMMER LE PROFIL DE DB 1 (2, 3, 4 ou 5 selon le cas).





Appuyez sur la touche  pour accéder au menu. L'écran affiche maintenant la QUANTITÉ TOTALE indiquant le débit de base journalier total.





Appuyez sur la touche  pour passer au réglage de la première heure. La première heure est toujours celle commençant à minuit, donc de 00h00 à 01h00.






Appuyez sur la touche  ou  pour régler le débit de base indiqué par votre médecin ou par l'équipe de formation sur le diabète pour cette heure.

5.





Appuyez sur la touche  pour passer au réglage de l'heure suivante.

6.

Poursuivez à l'aide des touches ,  ou  pour régler le débit de base de chacune des heures de la journée suivantes. Vous pouvez ainsi programmer votre profil de débit de base individuel heure par heure. Continuez à régler les débits de base jusqu'à ce que les 24 heures de la journée soient paramétrées avec les débits de base souhaités.

7.



Appuyez sur la touche  pour confirmer la sélection. L'écran QUANTITÉ TOTALE affiche désormais le nouveau débit de base journalier total. Appuyez sur la touche  pour enregistrer votre nouveau profil de débit de base et quitter le menu.



L'incrément du débit de base dépend de la dernière valeur programmée : si cette dernière est comprise entre 0,05 U/h et 1,00 U/h, l'incrément sera de 0,01 U/h. Si cette valeur est comprise entre 1,00 U/h et 10,0 U/h, l'incrément sera de 0,05 U/h et pour une valeur comprise entre 10,0 U/h et 50,0 U/h, l'incrément sera de 0,1 U/h.

Changement de la cartouche



Ôtez le capuchon protecteur de la cartouche (veillez à ne PAS toucher la pointe de la cartouche).



Poussez l'adaptateur bien au fond sur la pointe de la cartouche, jusqu'à la butée.



Préparez soigneusement un nouveau set de perfusion Accu-Chek en suivant le manuel d'utilisateur fourni.



Tenez fermement l'adaptateur et vissez l'embout Luer Lock du set de perfusion sur l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ne pas trop serrer l'adaptateur.



Retirez si nécessaire la cartouche. Dévissez-la délicatement. Ne tirez la cartouche qu'une fois que vous l'avez entièrement dévissée.




Appuyez sur le bouton Menu pour accéder à l'écran. Appuyez sur la touche OK pour accéder au menu.



Assurez-vous que le set de perfusion est déconnecté et que la cartouche a été retirée. Appuyez sur la touche OK pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie.



La tige filetée revient en position initiale. Veillez à ne pas gêner cette procédure (ne pas toucher), car cela pourrait endommager votre pompe.



Lorsque la tige filetée est entièrement revenue en position initiale, l'écran affiche VOLUME CARTOUCHE, capacité maximale de remplissage de la cartouche (315U)





10 Maintenez la pompe à la verticale. Tenez la nouvelle cartouche remplie de façon à ce que l'adaptateur connecté et le set de perfusion soient dirigés vers le haut, parallèles à la pompe et situés juste à côté du compartiment de la cartouche.



11 Assurez-vous que le bord supérieur de la partie fileté de l'adaptateur se situe au niveau du haut du compartiment de la cartouche.



12 Appuyez sur la touche  ou  pour déplacer la tige fileté de façon à ce que le socle de la tige fileté soit aligné avec le bord inférieur du piston de la cartouche.



13 Tenez ensuite votre pompe en diagonale dirigé vers le bas (avec l'adaptateur vers le bas). Introduisez la cartouche dans son compartiment.



14 Tournez (mais ne poussez ou n'appuyez pas) l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il bute contre le bord supérieur du compartiment de la cartouche.




15 La cartouche est correctement insérée lorsque le piston de la cartouche repose sur le socle de la tige fileté.




Si le socle de la tige filetée n'est pas au même niveau que le piston de la cartouche, retirez la cartouche de son compartiment et répétez les étapes 10 à 14.



Vérifiez que l'embout Luer Lock du set de perfusion est toujours correctement connecté à l'adaptateur. Resserrez manuellement le set de perfusion dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé à l'adaptateur.



Appuyez sur la touche OK après avoir correctement introduit la cartouche. La pompe effectuera un auto-test.



Une fois l'auto-test terminé, l'écran de PURGE DU DISPOS. DE PERFUSION s'affiche. Remplir le set de perfusion, c'est remplir le set de perfusion d'insuline et chasser les éventuelles bulles d'air. Effectuez la procédure comme décrit dans le manuel.



N'introduisez PAS la cartouche dans la pompe à insuline sans que la tubulure du set de perfusion soit connectée. Cela pourrait provoquer une fuite d'insuline dans le compartiment de la cartouche. Si de l'insuline reste dans le compartiment, cela peut endommager à terme la tige du piston et potentiellement nuire au fonctionnement du moteur de la pompe à insuline.



NE tenez PAS votre pompe à la verticale lors de l'introduction de la cartouche. Cela pourrait provoquer une fuite d'insuline dans le compartiment de la cartouche et bloquer le piston. La pompe afficherait dans ce cas le message d'erreur E6 ou E10 ou s'arrêterait.





Une utilisation incorrecte peut endommager votre pompe

Purge du set de perfusion


Vérifiez que votre pompe est en mode STOP et que le set de perfusion n'est **PAS** encore connecté sur vous.




Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour accéder à l'écran PURGE DU DISPOS. DE PERFUSION.

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu.

La capacité de remplissage (25 unités) s'affiche à l'écran.




Maintenez la touche  enfoncée pendant trois secondes, jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie. Le processus de remplissage commence.



Pour éliminer toute bulle d'air du dispositif, veillez à toujours tenir la pompe à la verticale. Une fois que l'insuline pénètre dans la tubulure, tapotez avec précaution la base de la pompe contre la paume de votre main.




La quantité d'insuline utilisée durant le processus de remplissage s'affiche au fur et à mesure sur l'écran. Le remplissage s'arrête lorsque le chiffre de 25 unités est atteint. Vous pouvez interrompre le processus de purge en appuyant sur la touche .


Démarrage et arrêt de l'administration d'insuline


Lorsqu'elle est en mode STOP, la pompe n'administre pas d'insuline. Elle administre l'insuline en mode MARCHE.

Démarrage de l'administration d'insuline




En mode STOP, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran METTRE EN MARCHÉ VOTRE POMPE.





Appuyez sur la touche . La pompe passe en mode MARCHE et l'administration d'insuline commence. Assurez-vous que l'heure et la date de la pompe à insuline sont correctement paramétrées.

Arrêt de l'administration d'insuline



En mode MARCHE, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran ARRÊTER VOTRE POMPE.






Appuyez sur la touche . La pompe passe en mode STOP et interrompt l'administration d'insuline.

Programmation d'un bolus direct


Pour programmer un bolus de manière discrète et pratique sans l'aide de votre lecteur de glycémie, vous pouvez utiliser la fonction bolus direct de votre pompe



1.



En mode MARCHE, maintenez la touche  ou  enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez une suite de signaux sonores et que vous ressentiez des vibrations. Cela confirme l'activation de la fonction bolus direct.

2.



Chaque pression augmente la quantité de bolus de l'incrément programmé. Appuyez plusieurs fois sur la touche  ou  jusqu'à ce que la quantité de bolus souhaitée soit atteinte.

3.




4.



La pompe confirme la quantité de bolus par des signaux sonores et des vibrations.

5.



Pendant le délai de démarrage de l'administration du bolus, le symbole standard du bolus direct clignote pendant 5 secondes.









6.

Une fois ce délai écoulé, la pompe émet trois signaux sonores puis démarre l'administration de la quantité du bolus programmée. Un décompte de la quantité de bolus restante s'affiche en continu à l'écran pendant l'administration du bolus.



L'incrément du bolus direct par défaut est de 0,5 U. Cela signifie que chaque pression de la touche augmente la quantité de bolus programmée de 0,5 unité. Demandez si nécessaire à votre médecin ou votre équipe de formation sur le diabète de modifier l'incrément à 0,1, 0,2, 1,0, ou 2,0 unités (voir page 27).

Annulation d'un bolus direct


Pendant la programmation du bolus direct	Appuyez sur la touche  () que vous avez utilisée pour activer la fonction de bolus direct. La quantité de bolus sera ainsi ramenée à 0,0 unité et la pompe le confirmera par une mélodie. Si aucun nouveau bolus n'est programmé, votre pompe revient à l'écran MARCHE après cinq secondes et émet trois signaux sonores.	Le bolus n'est PAS administré
Pendant la confirmation ou avant le début de l'administration	Appuyez sur la touche  ou  . Une mélodie se fait entendre et la pompe revient à l'écran MARCHE. L'écran affiche l'avertissement W8 : BOLUS ANNULÉ. Appuyez deux fois sur la touche  pour confirmer et désactiver l'avertissement.	Le bolus n'est PAS administré
Pendant l'administration du bolus	Maintenez la touche  ou  enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie (environ trois secondes). L'écran affiche un avertissement W8 : BOLUS ANNULÉ. Appuyez deux fois sur la touche  pour confirmer et désactiver l'avertissement.	L'administration du bolus est interrompue

Programmation d'un débit de base temporaire (DBT)


1.




DÉBIT DE BASE
TEMPORAIRE (DBT)
■%

À partir de l'écran MARCHE, appuyez plusieurs fois sur la touche  pour accéder à l'écran DÉBIT DE BASE TEMPORAIRE (DBT).


2.






VALEUR DU DBT
■ 100%

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran DBT. L'écran VALEUR DU DBT s'affiche.


3.






VALEUR DU DBT
■ 120%
→ 04:00


Appuyez sur la touche  (augmenter) ou  (diminuer) pour choisir le pourcentage souhaité du débit de base temporaire.
Appuyez sur la touche  pour passer à l'écran DURÉE DU DBT.

4.









DURÉE DU DBT
→ 03:00
■ 120%

Appuyez sur la touche  ou  pour définir la durée souhaitée.
Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage et quitter cet écran.






À l'issue d'un débit de base temporaire, l'écran de la pompe affiche l'avertissement W7 : FIN DU DBT. Appuyez deux fois sur la touche  pour confirmer et désactiver l'avertissement.

Annulation d'un débit temporaire de base

Variante 1 :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour accéder à l'écran DÉBIT DE BASE TEMPORAIRE (DBT).
- Appuyez sur la touche  pour accéder à cet écran. Appuyez sur la touche  ou  pour régler la valeur du DBT sur 100 %.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage.
- L'écran de la pompe affiche l'avertissement W6 : DBT ANNULÉ. Appuyez deux fois sur la touche  pour confirmer et désactiver l'avertissement. Votre pompe repasse à l'écran MARCHÉ.

Variante 2 :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour accéder à l'écran ARRÊTER VOTRE POMPE.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer l'arrêt de la pompe.
- L'écran de la pompe l'avertissement W6 : DBT ANNULÉ. Appuyez deux fois sur la touche  pour confirmer et désactiver l'avertissement. Votre pompe repasse en mode STOP.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour accéder à l'écran METTRE EN MARCHÉ VOTRE POMPE.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer la mise en marche de votre pompe. Votre pompe repasse en mode MARCHÉ.



Avertissements



**Veillez consulter les instructions figurant dans votre guide d'utilisation
Pour confirmer l'avertissement: appuyer 2 x sur la touche de confirmation**



CART PRESQ VIDE



✓ POUR CONFIRMER

Cartouche presque vide

La cartouche ne contient plus que 20 unités d'insuline.

► Remplacer la cartouche avant qu'elle ne soit vide

PILE PRESQ VIDE



✓ POUR CONFIRMER

Pile presque vide

► Remplacer la pile aussi rapidement que possible

VÉRIF. DATE HEURE



✓ POUR CONFIRMER

Vérifier la date et l'heure

La pompe est restée sans alimentation électrique pendant plus d'une heure. Les autres réglages des paramètres de la pompe et l'historique restent conservés en mémoire, même sans alimentation électrique.

► Il peut par contre être nécessaire d'effectuer un nouveau réglage de l'heure et de la date.

AUERT. FIN FONCT.



✓ POUR CONFIRMER

Appel hotline

Cet avertissement apparaît après 6 ans d'utilisation de la pompe à insuline.

► Appeler la hotline au numéro 0800 11 00 11

FIN DE GARANTIE



✓ POUR CONFIRMER

Avertissement de fin de fonctionnement

(valable uniquement pour les pompes de réserve/de secours)

Indication selon laquelle la pompe de secours ne fonctionnera plus que 30 jours. Cet avertissement n'apparaît que sur les pompes de secours (clients avec contrat Classic). Important: si vous avez choisi un contrat Classic, veuillez ne mettre en service votre pompe de secours qu'en cas d'urgence, jusqu'à la réception d'une nouvelle pompe. (Vous pouvez consulter la durée de fonctionnement restante dans le menu «Mes données»)

DBT ANNULÉ



✓ POUR CONFIRMER

DBT annulé

Le débit de base temporaire (augmenté ou diminué) a été interrompu (soit en le réglant à nouveau sur 100%, soit en mettant la pompe en mode STOP).

► Mettre la pompe en marche (le débit de base continue à 100%)

Le DBT a-t-il été interrompu de manière volontaire?

► Si non, programmer un nouveau DBT (si nécessaire)

FIN DU DBT



✓ POUR CONFIRMER

Fin du DBT

Information selon laquelle la durée programmée du débit de base temporaire est arrivée à son terme. Dès que cet avertissement s'affiche, l'administration reprend automatiquement avec le débit de base d'origine (100%).

► Vérifier si une nouvelle modification temporaire du débit de base est nécessaire.

Si oui, programmer un nouveau débit de base temporaire.

* L'avertissement W7 peut être désactivé au moyen du logiciel de configuration Accu-Chek.

BOLUS ANNULÉ



✓ POUR CONFIRMER

Bolus annulé

► Contrôler si l'annulation était volontaire et reprogrammer un bolus le cas échéant.

► La quantité d'insuline déjà administrée peut être consultée dans le menu Quick Info: appuyer 2 x sur la touche de confirmation ✓

Messages d'erreur



La pompe se met automatiquement en mode STOP

Veuillez consulter les instructions figurant dans votre guide d'utilisation

Pour confirmer le message d'erreur : appuyer 2 x sur la touche de confirmation ✓

CARTOUCHE VIDE
✗ E1 STOP
✓ POUR CONFIRMER

Cartouche vide

► Remplacer immédiatement la cartouche

PILE VIDE
✗ E2 STOP
✓ POUR CONFIRMER

Pile vide

► Remplacer immédiatement la pile

ARRÊT AUTOMATIQ.
✗ E3 STOP
✓ POUR CONFIRMER

Arrêt automatique

L'arrêt automatique est une fonction de sécurité qui arrête l'administration d'insuline et déclenche une erreur E3 si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un laps de temps donné prédéfini en mode MARCHÉ. Cette fonction peut être activée et désactivée dans le menu « Réglage paramètres perso ».

OCCLUSION
✗ E4 STOP
✓ POUR CONFIRMER

Occlusion

En présence d'une erreur E4 : OCCLUSION, mesurez immédiatement votre glycémie et contrôlez celle-ci deux heures plus tard environ, l'administration d'insuline ayant été interrompue. Si votre glycémie est élevée, agissez selon les consignes de votre médecin ou de l'équipe de formation sur le diabète.

Les causes d'une occlusion peuvent être un set de perfusion bouché, une canule souple pliée, dans de rares cas, une cartouche endommagée, une tige filetée sale ou endommagée.

- Changer entièrement de set de perfusion (y compris la canule) et le remplir
- Relier à nouveau le set de perfusion au site de perfusion
- Mettre la pompe en marche

FIN FONCTIONNEM.
✗ E5 STOP
✓ POUR CONFIRMER

Fin de fonctionnement (valable pour les pompes de réserve/de de vacances)

La durée de fonctionnement de votre pompe de réserve/de secours est écoulée. La pompe passe en mode STOP et cesse de fonctionner.

Ce message n'apparaît pas lors d'une utilisation correcte de la pompe à insuline car la pompe de secours ne doit être utilisée que pour le dépannage en attendant de recevoir la pompe de remplacement.

ERREUR MÉCANIQUE
✗ E6 STOP
✓ POUR CONFIRMER

Erreur mécanique

- Déconnecter le set de perfusion ou le retirer du site de perfusion
- Retirer la cartouche, l'adaptateur et le set de perfusion de la pompe
- Retirer la pile de la pompe et insérer une nouvelle pile
- Mettre en place une nouvelle cartouche et un nouveau set de perfusion. Remplir le set de perfusion et le reconnecter au site de perfusion. Mettre la pompe en marche.
- Si le message d'erreur E6 : ERREUR MÉCANIQUE persiste, veuillez contacter la hotline au 0800 11 00 11.

ERREUR ÉLECTRO.
⊗ E7 ⊗
RÉINSÉRER PILE

Erreur électronique

- ▶ Déconnecter le set de perfusion ou le retirer du site de perfusion
- ▶ Changer la pile
- ▶ Remplir le set de perfusion jusqu'à ce que des gouttes d'insuline sortent de l'extrémité de la tubulure
- ▶ Reconnecter le set de perfusion au site de perfusion, mettre la pompe en marche. Après une erreur E7, toujours contrôler les réglages (profil de débit de base, heure et date)
- ▶ Si le message d'erreur E7 persiste, veuillez appeler la hotline au 0800 11 00 11.

ERREUR ÉNERGIE
⊗ E8 ⊗
✓ POUR CONFIRMER

Erreur énergie

Ce message d'erreur s'affiche si la pile est retirée avant que la pompe ait été mise en mode STOP, si la pompe est tombée, ou si le couvercle de la pile n'est pas changé régulièrement

- ▶ Changer le couvercle de la pile
 - ▶ Contrôler l'heure et la date et les corriger si nécessaire. Mettre la pompe en marche
- Si nécessaire, programmer un nouveau bolus et/ou un débit de base temporaire.
Si le message d'erreur E8 se produit lors de la programmation, vérifier les réglages.

CART. MAL MISE
⊗ E10 ⊗
✓ POUR CONFIRMER

Cartouche mal mise

La fonction «Changement de la cartouche» n'a pas été correctement effectuée.

- ▶ Déconnecter set de perfusion ou le retirer du site de perfusion
- ▶ Retirer la cartouche
- ▶ En mode STOP, activer la fonction «Changement de la cartouche»
- ▶ Réinsérer la cartouche
- ▶ Remplir le set de perfusion et le connecter à nouveau au site de perfusion.
- ▶ Mettre la pompe en marche

Si le message d'erreur E10: CART. MAL MISE s'affiche lors du retour de la tige filetée :

- ▶ Changer la pile et recommencer la procédure

DISP. PERF. VIDE
⊗ E11 ⊗
✓ POUR CONFIRMER

Dispositif de perfusion vide

La cartouche a bien été remplacée, mais le set de perfusion n'a pas été rempli. L'erreur s'affiche lorsque l'utilisateur essaye de mettre la pompe en marche.

- ▶ Déconnecter le set de perfusion ou le retirer du site de perfusion
- ▶ Remplir le set de perfusion
- ▶ Reconnecter le set de perfusion au site de perfusion et mettre la pompe en marche

Problème de connexion :

Si le symbole Bluetooth ne s'affiche pas mais a bien été activé dans le menu «Réglages / Lecteur / Bluetooth» de votre lecteur de glycémie : 1. Retirer les piles du lecteur et les réinsérer après quelques instants 2. Changer de pile AAA

Dernier conseil :

Si vous administrez un bolus directement sur la pompe ou par le lecteur de glycémie (menu pompe), veuillez vous rendre dans «Mes données» avant de réaliser la mesure de glycémie suivante afin que la comparaison des données entre la pompe à insuline et le lecteur de glycémie puisse être effectuée. Si cela n'est pas effectué, le bolus n'est enregistré que dans la «Mémoire» de la pompe. Cela entraîne des problèmes de chronologie dans l'affichage de l'écran «Tendances».



Établissement de la liaison de la pompe à insuline avec le lecteur de glycémie

Sur l'écran de la pompe à insuline :



Appuyez plusieurs fois sur la touche menu (☰) pour accéder à l'écran « RÉGLAGE BLUETOOTH » et appuyez ensuite sur la touche de confirmation (✓) pour sélectionner le menu.

SUPPR. APPAREIL
DM_574328192
✓ POUR SUPPRIMER

Appuyez sur la touche menu (☰) pour accéder à l'écran « SUPPR. APPAREIL ». Confirmez en appuyant sur la touche (✓)

SUPPR. APPAREIL
DM_574328192
✓ POUR CONFIRMER

Confirmez « SUPPR. APPAREIL » en appuyant à nouveau sur la touche (✓) → « APPAREIL LIÉ AUCUN » apparaît sur l'écran.

BLUETOOTH
ACTIVÉ

Appuyez sur la touche menu (☰) pour accéder à l'écran « BLUETOOTH ». Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée en appuyant sur la touche augmenter ou diminuer.

AJOUT APPAREIL
LIAISON APPAREIL
✓ POUR DÉMARRER

Appuyez sur la touche menu (☰) pour accéder à l'écran « AJOUT APPAREIL », puis sur la touche de confirmation (✓) pour démarrer la liaison.

Sur l'écran du lecteur de glycémie :



Le lecteur doit être éteint !
Maintenez la touche de rétro-éclairage ☼ enfoncée, puis maintenez simultanément la touche on/off ① enfoncée jusqu'à ce que le lecteur affiche l'écran ci-contre.
Relâchez ensuite les deux touches.

Sur l'écran de la pompe à insuline :

AJOUT APPAREIL
DM_568315224
>>DM_574328192

Appuyez sur la touche augmenter ou la touche diminuer pour sélectionner le lecteur de glycémie correct (cf. numéro de série à l'arrière du lecteur de glycémie) Appuyez ensuite sur la touche de confirmation (✓) pour confirmer


AJOUT APPAREIL
LIAISON APPAREIL

La liaison est ajoutée.
Ce processus peut prendre quelques minutes.

AJOUT APPAREIL
ENTRER CODE PIN
771 242 9832
DANS LE LECTEUR

La pompe affiche un code PIN à 10 chiffres.

Sur l'écran du lecteur de glycémie :



Saisissez le code PIN indiqué sur l'écran de la pompe à l'aide des touches augmenter et diminuer. Confirmez avec la touche du milieu. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche de fonction « Confirmer ».

Sur l'écran de la pompe à insuline :

LIAlSON RéUSSIE

DM_574328192

Quittez le menu en appuyant sur la touche de confirmation ✓

Sur l'écran du lecteur de glycémie :




Mettez le lecteur de glycémie hors tension. ①

Réglages lors du changement de pompe


Écran – si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, l'écran s'éteint.



Réglages linguistiques – via le menu Réglage paramètres pompe



Réglage date et heure – via le menu Réglage date et heure



Incrément bolus – via le menu Réglage paramètres perso



Quick Info – via l'écran en mode MARCHE





Vous désirez en savoir plus ?

Nos collaborateurs du service client Accu-Chek sont là pour vous !

Hotline au 0800 11 00 11. Ou consultez notre site Internet

www.accu-chek.ch/combo

Bluetooth® est une marque verbale et figurative enregistrée au nom de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation par Roche desdites marques en rapport avec ACCU-CHEK est régie par une licence correspondante. Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK TENDERLINK, ACCU-CHEK FLEXLINK, ACCU-CHEK RAPID D-LINK sont des marques de Roche. © 2016 Roche. Tous droits réservés.

Experience what's possible.

www.accu-chek.ch



Roche Diabetes Care (Suisse) SA
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz

06.659.543.001 / 09-16 / 200f

ACCU-CHEK®